

# CYTOLOGIE URINAIRE

## KOVA® SLIDE

Lame à numération  
usage unique


info conseil @cml.fr



CE IVD 98/79

Usage unique

Schéma d'une cellule KOVAS



### SIMPLICITÉ

- 10 cellules prêtes à l'emploi / pas de lamelle
- 1 grille quadrillée moulée dans chaque cellule
- Calcul simplifié du résultat

### PRÉCISION

- Volume standardisé de 0,9 µl par grille
- Surface uniforme
- Grille haute définition
- Pas de contamination entre les différents échantillons
- Reproductibilité des analyses
- Le Plexiglas avec la qualité optique du verre

### HYGIÈNE

- Usage unique
- Absence de contamination lors de la manipulation
- Pas de lavage
- Pas de réutilisation

### ÉCONOMIE

- Gain de temps
- 10 déterminations sur une seule lame
- Lame prête à l'emploi, pas de manipulation
- Diminution du coût de l'examen



REF	Désignation
KOVAS	Coffret de 100 lames de 10 cellules



Consortium de Matériel pour Laboratoires  
1 rue des Palis - BP 30- F - 77792 Nemours Cedex  
Tél. : 33 (0)1 64 45 42 42 - Fax : 33 (0)1 64 78 14 69  
email : [serviceclient@cml.fr](mailto:serviceclient@cml.fr)