

RDC™ / RDF™

Solutions pour décalcification.

- Conditionnées dans des bouteilles incassables en PET à col large avec témoin d'ouverture.
Sur-emballage de protection étanche.
- Chaque conditionnement contient une Fiche de Données de Sécurité.
- **Durée de conservation : 2 ans.**
- Disponible en deux formulations : de routine ou rapide.

RDC Décalcifiant rapide

A base d'acide chlorhydrique, RDC contient en plus des stabilisateurs de protéine et de membrane pour protéger la morphologie et les caractéristiques de colorations des spécimens.

RDC est fabriqué avec la même formulation depuis 1974, ce qui assure des performances et des résultats constants.

La décalcification de petits morceaux d'os peut être obtenue dans un délai de 3 à 10 heures.



RDF Décalcifiant de Routine

A base d'acide formique, fabriqué sur la formulation de Christensan.

Décalcification plus lente et plus facilement contrôlée qu'avec RDC.

RDF est recommandé pour des spécimens plus grands, plus denses où un temps de traitement plus long est nécessaire pour empêcher une décalcification locale trop importante.

Réf .	Désignation	Cond't mini de vente
RDC1L	RDC Décalcifiant rapide	1 flacon de 1 litre
RDF1L	RDF Décalcifiant de routine	1 flacon de 1 litre

