

# CellStor™ Pot

Flacons à prélèvement pré-remplis de formol à 4 % tamponné

- **Flacons étanches** pour le transport et le stockage des échantillons en toute sécurité  
Remplis avec une solution de **formol à 4 % tamponné**
- Prêt à l'emploi
- Dispositif Médical de Diagnostic in Vitro 98/79 CE
  - Marquage CE
  - N° de lot et date de péremption sur chaque flacon
  - Durée de vie : 2 ans
- Présentés en **plateaux filmés** pour une mise en stock aisée  
Livrés avec une **Fiche de Données de Sécurité** dans chaque plateau.
- 4 modèles disponibles :
  - 20 ml avec 10 ml de fixateur
  - 60 ml avec 40 ml de fixateur
  - 90 ml avec 60 ml de fixateur
  - 120 ml avec 90 ml de fixateur
- Etiquette pour identification du prélèvement, avec mentions légales.  
Personnalisation possible par commande de 5.000 pièces minimum.



Ref.	Volume du flacon ml	Dimensions mm du flacon Haut. avec bouchon Diam. d'ouverture Diam. ext. du bouchon	Couleur du bouchon	Volume de formol ml	Cond	Cond mini de vente
					Plateau de	Carton de
CS20FT	20	44 X 30/37	blanc ○	10	25	(30 X 25) = <b>750</b>
CS60FT	60	60 X 43/50	Orange ●	40	25	(16 X 25) = <b>400</b>
CS90FT	90	77 X 43/50	Orange ●	60	25	(12 X 25) = <b>300</b>
CS120FT	120	81 X 50/58	Orange ●	90	20	(12 X 20) = <b>240</b>

